

30 мин



Неврология 11

СИНДРОМ ВИТТМАКА-ЭКБОНА – синдром беспокойных ног или рук

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку. Лучше всего проводить эту процедуру поздно вечером, непосредственно перед сном, чтобы хорошо спать ночью.


NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (для ног)	ЧАСТОТА	ВРЕМЯ
1	Сканируйте по обе стороны позвоночника пояснично-крестцовый отдел	1000 Гц	5 мин на сторону
2	Внешние стороны ягодиц	5 Гц	2 мин на точку
3	Под ягодицами		
4	Середина задней части бедра		
5	Подколенная ямка		
6	Под икроножной мышцей		
!!!	Для точек 2-6 проводите процедуру сначала на одной ноге, затем на другой		

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (для рук)	ЧАСТОТА	ВРЕМЯ
1	Сканируйте по обе стороны от позвоночника основание шеи	1000 Гц	5 мин на сторону
2	Передняя часть трапецевидных мышц	5 Гц	2 мин на точку
3	Грудные мышцы		
4	Длинный пучок трицепсов		
5	Локтевые артерии		
6	Лучевые сгибатели запястий		
!!!	Для точек 2-6 проводите процедуру сначала на одной руке, затем на другой		

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение **15 дней**. После этого перерыв на 3 недели, затем проведите процедуру "**Общая 4 (программа 1)**". Далее при необходимости повторите весь курс лечения снова, с перерывом между курсами процедур.

Для ног



Для рук

