

СХЕМА 1
3 часа 29 мин ± 1 час 42 мин ±



Неврология 13

👁️ МЫШЕЧНАЯ ДИСТРОФИЯ





Чтобы немного облегчить лечение мышц, некоторые из них были объединены, где это возможно, так, чтобы при облучении одной точки воздействие оказывалось более, чем на одну мышцу.


СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ 1

ПРОЦЕДУРА А (РАННЕЕ УТРО)

Используйте **эстетическую** насадку.



NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Грудинно-ключично-сосцевидная мышца	50 Гц, затем переменная (V)	1 мин на точку для каждой частоты
2	Большая грудная мышца		
3	Дельтовидная мышца		
4	Бицепс		
5	Плечелучевая мышца		
6	Лучевой сгибатель запястья и длинная ладонная мышца		
7	Длинная отводящая мышца и тонкая мышца		
8	Прямая мышца бедра		
9	Латеральная широкая мышца бедра		
10	Медиальная широкая мышца бедра		
11	Длинная малоберцовая мышца		

Продолжение через страницу 




ПРОЦЕДУРА Б (полдень)


Используйте **эстетическую** насадку.







№.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Трапецевидная мышца, 2 точки	50 Гц, затем переменная (V)	1 мин на точку для каждой частоты
2	Большая круглая мышца		
3	Широчайшая мышца спины		
4	Трицепс, 3 точки		
5	Разгибающая мышца		
6	Запястья		
7	Большая ягодичная мышца		
8	Большая глубокая отводящая мышца бедра		
9	Большеберцовая паховая мышца		
10	Полусухожильная мышца и бицепс бедра		
11	Икроножная мышца, 2 точки		
12	Камбаловидная мышца		
13	Ахиллово сухожилие		

Продолжение через страницу 




ПРОЦЕДУРА В (РАННИЙ ВЕЧЕР)

Используйте **медицинскую** насадку. **Ультразвук** должен быть **ВЫКЛЮЧЕН**  для точек 1, 2, 3 и 4.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Лобная кость (обе стороны) 	50 Гц	1 мин на сторону
2	Виски (оба) 	50 Гц	1 мин на сторону
3	Теменная зона (обе стороны) 	50 Гц	1 мин на сторону
4	Подзатылочная зона (обе стороны) 	50 Гц	1 мин на сторону
5	Надключичные ямки	5 Гц	2 мин на точку
6	Подключичные ямки	5 Гц	1 мин на точку
7	4 ^{ый} межреберный промежуток, слева от грудины	5 Гц	2 мин
8	Печень	50 Гц	1 мин на точку
9	Селезенка и поджелудочная железа	50 Гц	1 мин на точку
10	Солнечное сплетение	50 Гц	2 мин
11	8 точек от копчика до затылка с интервалами в 10 см	1000 Гц	1 мин на точку
12	3 точки вдоль обеих сторон позвоночника напротив лопаток	5 Гц, затем 50 Гц	1 мин на точку для каждой частоты
13	2 точки под лопатками	5 Гц	2 мин на точку
14	Почки	5 Гц	5 мин на точку
15	Сканируйте по обе стороны от позвоночника от середины к нижней части спины	1000 Гц	5 мин на сторону

Продолжение через страницу 



ПРОЦЕДУРА Г (НЕПОСРЕДСТВЕННО НА НОЧЬ)

1 Общая 5 (программа 2)

Делайте **один раз** в день.

2 Общая 3 (кровь)

Делайте **через** день, как предписано в этом руководстве пользователя.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС


Проводите курс процедур, описанный выше, **каждый день, без перерывов**, упомянутых для различных процедур, пока не заметите **явного улучшения**.

Как только появятся явные признаки улучшения, сделайте **перерыв на 2 недели** и перейдите к **лечению по схеме 2**.


СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ 2

ПРОЦЕДУРА А (РАННЕЕ УТРО – ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА)

Используйте **эстетическую** насадку.



NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Грудино-ключично-сосцевидная мышца	Переменная (V)	1 мин на точку
2	Грудная мышца		
3	Дельтовидная мышца		
4	Бицепс		
5	Плечелучевая мышца		
6	Лучевой сгибатель запястья и длинная ладонная мышца		
7	Длинная отводящая мышца и тонкая мышца		
8	Прямая мышца бедра		
9	Латеральная широкая мышца бедра		
10	Медиальная широкая мышца бедра		
11	Длинная малоберцовая мышца		

Продолжение через страницу 




ПРОЦЕДУРА Б (РАННЕЕ УТРО – ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА)


Используйте **эстетическую** насадку.







№.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Трапецевидная мышца, 2 точки	Переменная (V)	1 мин на точку
2	Большая круглая мышца		
3	Широчайшая мышца спины		
4	Трицепс, 3 точки		
5	Разгибательная мышца		
6	Запястье		
7	Большая ягодичная мышца		
8	Большая глубокая отводящая мышца бедра		
9	Большеберцовая паховая мышца		
10	Полусухозильная мышца и бицепс бедра		
11	Икроножная мышца, 2 точки		
12	Камбаловидная мышца		
13	Ахиллово сухожилие		

Продолжение через страницу 




ПРОЦЕДУРА В (РАННИЙ ВЕЧЕР – С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ)

Используйте **медицинскую** насадку. **Ультразвук** должен быть **ВЫКЛЮЧЕН**  для точек 1, 2, 3 и 4.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Лобная кость (обе стороны) 	50 Гц	1 мин на сторону
2	Виски (оба) 	50 Гц	1 мин на сторону
3	Теменная зона (обе стороны) 	50 Гц	1 мин на сторону
4	Подзатылочная зона (обе стороны) 	50 Гц	1 мин на сторону
5	Надключичные ямки	5 Гц	2 мин на точку
6	Подключичные ямки	5 Гц	1 мин на точку
7	4 ^{ый} межреберный промежуток, слева от грудины	5 Гц	2 мин
8	Печень	50 Гц	1 мин на точку
9	Селезенка и поджелудочная железа	50 Гц	1 мин на точку
10	Солнечное сплетение	50 Гц	2 мин
11	8 точек от копчика до затылка с интервалами в 10 см	1000 Гц	1 мин на точку
12	3 точки вдоль обеих сторон позвоночника напротив лопаток	5 Гц	1 мин на точку
13	2 точки под лопатками	5 Гц	2 мин на точку
14	Почки	5 Гц	2 мин на точку
15	Сканируйте по обе стороны от позвоночника от середины к нижней части спины	1000 Гц	5 мин на сторону

Продолжение через страницу 



ПРОЦЕДУРА Г (НЕПОСРЕДСТВЕННО НА НОЧЬ - С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ)

1 **Общая 5 (программа 2)**

Через день, чередуя с процедурой Г-2 ниже.

2 **Общая 3 (кровь)**

Через день, чередуя с процедурой Г-1 выше.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Проводите 4 процедуры, описанные выше, в течение **3 недель**, затем **перерыв на 2 недели**. Повторяйте этот цикл до полного выздоровления.



Кроме того, жизненно важно, чтобы с начала **лечения по схеме 2** пациент также проходил подходящую **физиотерапевтическую** программу для того, чтобы восстановить истощенные мышцы.