

49 мин ±



## Общая 7 (нервная система)\*


- ▶ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ИСТОЩЕНИЕ И СЛАБОСТЬ
- ▶ СТРЕСС - МЕНТАЛЬНЫЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
- ▶ НЕРВНЫЕ РАССТРОЙСТВА
- ▶ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
- ▶ СЛАБОЕ СЕРДЦЕ
- ▶ ЗАТРУДНЕННОЕ ДЫХАНИЕ



Эта процедура состоит из двух частей, их необходимо делать последовательно.


### ЛЕЧЕНИЕ, ЧАСТЬ 1

Используйте **медицинскую насадку**. **Ультразвук ВЫКЛЮЧЕН**  для точек 6, 7 и 8.

№.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 	
1	Верх грудины	5 Гц	5 мин	
2	Низ грудины	5 Гц	1 мин на точку	
3	2 <sup>ой</sup> межреберный промежуток, слева от грудины			
4	2 <sup>ой</sup> межреберный промежуток, справа от грудины			
5	4 <sup>ой</sup> межреберный промежуток, слева от грудины			
6	Лобная кость		50 Гц	1 мин на точку
7	Левый висок		50 Гц	1 мин
8	Подзатылочная зона		50 Гц	1 мин на точку
9	Надпочечники		5 Гц	2 мин на точку
			50 Гц	2 мин на точку

Делать **дважды** в день.

Продолжение через страницу 



**ЛЕЧЕНИЕ, ЧАСТЬ 2**

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Сонные артерии (обе стороны)	5 Гц	1 мин на точку
2	Подключичные артерии (обе стороны)		
3	Подмышечные артерии (обе стороны)		
4	Локтевые артерии (обе стороны)		
5	Бедренные артерии (обе стороны)		

Делайте **через** день.

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС**

Делайте **часть 1 дважды в день** и **часть 2 один раз через день** столько, сколько потребуется, или до тех пор, пока не будет достигнуто заметное улучшение. После этого продолжайте процедуры в течение **ещё 7 дней**, затем сделайте перерыв на 2-3 недели, прежде чем проводить следующие курсы процедур по мере необходимости.



Эта схема лечения обеспечивает поддержку нервной системе, включая головной мозг, сердце и надпочечники. Поэтому она важна при всех заболеваниях, угрожающих нервной системе, а также при восстановлении после физического истощения в результате серьёзного стресса. Кроме того, этот курс высокоэффективен во всех случаях жизни в постоянном стрессе - в качестве профилактического лечения как для поддержания долговременного здоровья, так и для преодоления ослабляющего воздействия стресса и старения тела.

