

18 мин





Неврология 6



АЛКОГОЛИЗМ

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **зондовую** насадку с **удлиненной** оболочкой.

	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Прикладывайте КОНЧИК зондовой насадки к каждой точке, показанной на рисунке. К точке ниже уха - ПО ОБЕ стороны головы.	1000 Гц	1 мин на точку

Используйте **меридианную** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
2	Наложите меридианную насадку на все ухо. Лечите ОБА уха.	1000 Гц	3 мин на ухо

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Дважды в день в течение 15 дней. После этого перерыв на 3 недели перед тем, как проводить еще один курс процедур.

