

12 МИН



Медицинская
насадкаЗондовая
насадка

Проктология 3

▶ АНАЛЬНЫЕ ТРЕЩИНЫ

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** и **зондовую** насадку с **обычной** оболочкой.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Поместите зондовую насадку напротив ануса	День 1-4, 1000 Гц День 5-8, переменная настройка (V)	2 мин
2	Сканируйте медицинской насадкой область в 5 см вокруг ануса	5 Гц, затем 50 Гц	5 мин для каждой частоты

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день как описано выше. После этого перерыв на 3 недели перед следующим курсом, если он будет необходим.

