

11 мин





## Проктология 2

### ▶ АНАЛЬНЫЙ ЗУД

#### ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку и **зондовую** насадку с **обычной** оболочкой.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Сканируйте область в 5 см вокруг ануса	50 Гц	5 мин
2	Сканируйте по обе стороны от позвоночного столба, крестцовый отдел	1000 Гц	2 мин на сторону
3	Поместите зондовую насадку напротив ануса	1000 Гц	2 мин

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

**Один раз в день в течение 15 дней.** После этого перерыв на 3 недели перед следующим курсом, если он будет необходим.

