

## Хирургия 6



35 МИН



- 👁 **ЭНДАРТЕРИТ** – воспаление внутренней оболочки артерии
- 👁 **АТЕРОСКЛЕРОЗ** – жировые отложения внутри артерий (нижние конечности)

### ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку. Лечите только пораженную сторону, но начинайте всегда с точки 1. Если поражены обе стороны, воздействуйте на точку 1 только **ОДИН** раз.

№.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	4 <sup>ый</sup> межреберный промежуток, слева от грудины	5 Гц	5 мин
2	Бедренные артерии	Переменная настройка (V)	2 мин на точку
3	Передние внутренние стороны бедра и голени, точки в 10 см друг от друга		
4	Обе стороны ахиллова сухожилия		
5	Центр икроножной мышцы		
6	Подколенная ямка		
7	Подъягодичный сгиб		
8	Середина внешней стороны ягодиц		

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

**Один раз в день в течение 15 дней.** После этого перерыв на 2-3 недели перед вторым курсом. Повторяйте до тех пор, пока желаемый результат не будет достигнут. Затем, в случае **атеросклероза**, проводите **1 курс** лечения **дважды в год** для поддержания благополучия.

