

15 мин




Травматология 16

▶ **АРТРИТ и АРТРОЗ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ** – челюсть.

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

| NO. | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | ЧАСТОТА  | ВРЕМЯ  |
|-----|---|---|---|
| 1 | Сочленение с обеих сторон | 50 Гц | 5 мин на точку |
| 2 | Жевательные мышцы около угла нижней челюсти, только с больной стороны | 50 Гц | 5 мин |

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение 15 дней. После этого перерыв на 3 недели, затем следующие курсы с трехнедельными перерывами между ними до полного выздоровления. Повторите через **6 месяцев**, если будет необходимо.

