

23 мин



Пульмонология 2

▶ АСТМА

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** маску.

№.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Рукоятка грудины	5 Гц	2 мин
2	Грудина	5 Гц	1 мин
3	Трахея в области щитовидной железы	5 Гц, затем 50 Гц	1 мин 1 мин
4	Надключичные ямки	5 Гц	1 мин на точку
5	Подключичные ямки	5 Гц	1 мин на точку
6	Правое подреберье	50 Гц	1 мин
7	Левое подреберье	50 Гц	1 мин
8	Эпигастрий (надчревьё)	50 Гц	1 мин
9	3 точки в основании шеи	1000 Гц	1 мин на точку
10	3 точки по обе стороны позвоночного столба у лопаток	50 Гц	1 мин на точку
11	Точка между большим и указательным пальцами на тыльных сторонах обеих кистей	1000 Гц	1 мин на руку

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение 15 дней. После этого перерыв на 3 недели, затем следующие курсы, если будет необходимо.

