

18 мин





Неврология 2

ИШИАЛГИЯ – боль в седалищном нерве.

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Сканируйте по обе стороны от позвоночника пояснично-крестцовый отдел	1000 Гц	5 мин на сторону
2	Грушевидная мышца ягодицы на болезненной стороне	5 Гц	2 мин на точку
3	Подъягодичная зона на болезненной стороне		
4	Середина задней части бедра на болезненной стороне		
5	Подколенная ямка на болезненной стороне		

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Дважды в день в течение 15 дней. После этого перерыв на 3 недели перед проведением процедуры **“Общая 4 (программа 1)”**. Затем при необходимости снова проведите полный курс лечения, делая перерывы между курсами процедур.

