

40 мин ±



Гастроэнтерология 9

БОЛЕЗНЬ КРОНА – хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта

ПРОЦЕДУРА А

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА	ВРЕМЯ
1	Эпигастрий (надчревьё)	50 Гц	2 мин на точку
2	Пупок		
3	Середина желудка		
4	Правое подреберье		
5	Левое подреберье		
6	Сканируйте поврежденную область	Переменная (V)	2 мин на 10 см ²
7	Сканируйте по обе стороны от позвоночного столба от середины лопаток до середины спины	1000 Гц	3 мин на сторону

ПРОЦЕДУРА Б

Общая 3 (кровь)

Один раз в день.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Проводите курс процедур, описанный выше, **один раз в день** в течение **21 дня**. После этого перерыв на 2 недели, затем следующий курс, если будет необходимо.

