

## Педиатрия 2



### ▶ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

#### ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

10 мин



№.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Правая подвздошная область	5 Гц	1 мин на точку
2	Правое подреберье		
3	Эпигастрий (надчревьё)		
4	Левое подреберье		
5	Левая подвздошная область		
6	Пупок		
7	Сканируйте вдоль обеих сторон позвоночного столба нижнюю часть спины	1000 Гц	2 мин на сторону

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

**Один раз в день в течение 10 дней.** В дальнейшем при необходимости повторяйте каждые 2 месяца.

