

Стоматология 2

ПАРОДОНТОЗ – дегенерация десен.

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.



8 мин +



Медицинская насадка



Зондовая насадка

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Рукоятка грудины	5 Гц	1 мин на точку
2	Грудина		
3	2 ^{ой} межреберный промежуток, слева от грудины		
4	4 ^{ый} межреберный пр-к, левая среднеключичная линия		

Используйте **зондовую** насадку с **удлиненной** оболочкой.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
5	Вставьте зондовую насадку в рот и приложите к пораженной области*	1000 Гц	2 мин спереди десны, 2 мин позади десны*

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение 15 дней. После этого перерыв на 4 недели, затем следующий курс. После этого повторяйте лечение **1 раз** каждые **3 месяца**.

□ Если поражены все десны, лечите только половину ротовой полости за раз. Сначала обработайте переднюю часть верхних десен, затем их заднюю часть. Далее повторите то же для нижних десен. **5 мин на один подход.**

