

31 мин



# Проктология 1

## ГЕМОРРОЙ

### ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку и **зондовую** насадку с **обычной** оболочкой.

| NO. | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  | ЧАСТОТА | ВРЕМЯ          |
|-----|---|---------|----------------|
| 1   | Эпигастрий (надчревьё)  | 5 Гц    | 2 мин на точку |
| 2   | Правое подреберье   |         |                |
| 3   | Левое подреберье  |         |                |
| 4   | Левая подвздошная область   |         |                |
| 5   | 3 точки вокруг ануса  | 5 Гц    | 5 мин на точку |
| 6   | Промежность   |         |                |
| 7   | Бедренные артерии   | 1000 Гц | 5 мин          |
| 8   | <p><b>А.</b> Если геморрой находится снаружи сфинктера, поместите на него кончик зондовой насадки</p> <p><b>Б.</b> Если геморрой находится внутри сфинктера, вставьте зондовую насадку прямо через сфинктер</p> |         |                |

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

**Один раз в день в течение 15 дней.** После этого перерыв на 3 недели перед вторым курсом. Затем **повторите** курсы с перерывом между ними, если будет необходимо.



Зондовая насадка должна быть **смазана гелем K-Y Jelly\*** перед тем, как вставлять ее в сфинктер. **НЕЛЬЗЯ** использовать белый или непрозрачный крем, так как это блокирует излучение.

\*Можно использовать небольшое количество любого другого прозрачного геля или масла. Например, вазелинового масла.

