

17 мин +





Хирургия 8

👁️ ЯЗВЫ ВАРИКОЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

!!! Трофические язвы – результат чрезвычайно поздних стадий варикоза. Язву необходимо обработать описанным ранее методом **перед** тем, как приступить к процедуре “Хирургия 7”.

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	4 ^{ый} межреберный промежуток, слева от грудины	5 Гц	2 мин
2	Бедренные артерии	5 Гц	5 мин на точку
3	Обе стороны позвоночного столба, пояснично-крестцовый отдел	1000 Гц	2 мин на точку
4	Язва	День 1-4, 1000 Гц День 5-8, 50 Гц	1 мин на 10 см ²

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Дважды в день на протяжении 8 дней. Повторите курс в случае необходимости. Затем перерыв на 2-3 недели перед тем, как проводить процедуру “Хирургия 7”.

