

## Травматология 6

16 МИН



- 👁 **БОКОВОЙ ЭПИКОНДИЛИТ** – теннисный локоть.
- 👁 **СРЕДИННЫЙ ЭПИКОНДИЛИТ** – гольфовый локоть.

### ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Надмыщелок	5 Гц, затем 50 Гц	1 мин на точку для каждой частоты
2	4 точки с задней стороны локтя вокруг пораженной области, в 5 см друг от друга		

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Это состояние лучше всего излечивается процедурами **дважды в день в течение 1 недели**. После этого перерыв на 3 недели, затем **недельный курс** и трехнедельный перерыв чередуются, пока не наступит полное облегчение. Если понадобится, через **6 месяцев** повторите курс..

