

Травматология 14



30 мин



▶ ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Зона повреждения или растяжения	1000 Гц, 50 Гц, затем переменная настройка (V)	2 мин на точку для каждой частоты
2	4 точки вокруг повреждения в 5 см друг от друга		

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение 15 дней. После этого перерыв на 3 недели, затем следующие курсы с трехнедельными перерывами между ними до полного выздоровления. Повторите через **6 месяцев**, если будет необходимо.

