

20 мин





Неврология 4

- 👁 **НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА**
- 👁 **НЕВРОПАТИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА** – лицевая боль.

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую насадку**. **Глаза** во время этой процедуры **ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ**.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Сканируйте обе стороны лица, как показано на рисунке	50 Гц	10 мин на сторону

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Дважды в день в течение 15 дней. После этого перерыв на 3 недели перед тем, как проводить еще один курс процедур.

