

7 мин



Медицинская
насадкаЗондовая
насадка

Оториноларингология 3


- 👁️ **ОТИТ** – ушная инфекция.
- 👁️ **МЕЗОТИМПАНИТ***

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Козелок	5 Гц	2 мин
2	Сосцевидный отросток	5 Гц	3 мин

Используйте **зондовую** насадку с **удлиненной** оболочкой.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
3	Вставьте зондовую насадку по направлению к барабанной полости	1000 Гц	2 мин

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение 15 дней. После этого перерыв на 3 недели, затем следующие курсы, если будет необходимо.

👁️ В случае хронического **мезотимпанита** (воспаление среднего уха) курс должен быть повторен после трехнедельного перерыва..

