

23 мин





Урология и нефрология 3

ЦИСТИТ – воспаление мочевого пузыря.

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Мочевой пузырь	50 Гц	5 мин
2	2 точки в 5 см с каждой стороны от точки 1	50 Гц	2 мин на точку
3	Бедренные артерии	5 Гц	5 мин на точку
4	Сканируйте по обе стороны от позвоночного столба, крестцовый отдел	1000 Гц	2 мин на сторону

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение 15 дней. После этого перерыв на 3 недели, затем следующий курс, если будет необходимо.

