

Хирургия 10



14 мин



ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПАРЕЗ ЖЕЛУДКА – послеоперационная дряблость мышц желудка

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **зондовую** насадку с **удлиненной** оболочкой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
⊕ Каждая точка - как показано на рисунке	1000 Гц	2 мин на точку

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Дважды в день на протяжении 15 дней. После этого перерыв на 2-3 недели перед следующим курсом, если в нем будет необходимо.

