

Стоматология 4

5 мин



▶ ПЕРЕЛОМЫ ЧЕЛЮСТИ

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА A	ВРЕМЯ X
1	Область перелома	5 Гц, затем 50 Гц	3 мин 2 мин

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение 10 дней.

