

Травматология 13

15 МИН



▶ ПЯТОЧНАЯ ШПОРА

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА Hz	ВРЕМЯ min
1	Подошвенная сторона шпоры	1000 Гц 50 Гц	4 мин 2 мин
2	Боковые поверхности ахиллового сухожилия	1000 Гц 50 Гц	2 мин на точку 1 мин на точку
3	Задняя часть ахиллового сухожилия	1000 Гц 50 Гц	2 мин 1 мин

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день в течение 15 дней. После этого перерыв на 3 недели, затем следующие курсы с трехнедельными перерывами между ними до полного выздоровления. Повторите через **6 месяцев**, если будет необходимо.

