

12 мин



Медицинская
насадкаЗондовая
насадка

Оториноларингология 4

▶ **ТИМПАНОПЛАСТИКА** – хирургическая реконструкция барабанной перепонки и костей среднего уха (для использования после операции).

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Козелок	5 Гц	2 мин
2	Сосцевидный отросток	5 Гц	2 мин
4	Околопозвоночные точки по обе стороны от позвоночника напротив лопаток	50 Гц	1 мин на точку

Используйте **зондовую** насадку с **удлиненной** оболочкой.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
3	Вставьте зондовую насадку по направлению к барабанной полости	1000 Гц	2 мин

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Одного раза в день в течение 7 дней должно быть достаточно.

