

Стоматология 3

8 мин



Медицинская насадка

Зондовая насадка

ПУЛЬПИТ – зубная боль.

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Больной зуб снаружи	5 Гц	5 мин

Используйте **зондовую** насадку с **удлиненной** оболочкой.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
2	Вставьте зондовую насадку в рот и приложите к корню больного зуба	1000 Гц	3 мин

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Четыре раза в день, до полного выздоровления.

